

Lyofilizovaný sérový kalibrátor

HDL Kalibrátor

(kalibrátor HDL cholesterolu)

Lyofilizovaný kalibrátor na lidském základu pro použití v testech pro kvantitativní in vitro stanovení cholesterolu v lipoproteinech s vysokou hustotou (HDL-C) pomocí fotometrických systémů.

REF	Obsah
F03710SV	1 x 1 mL Samostatná vialka
F03710VSV	1 x 1 mL Neoznačená samostatná vialka (OEM)

Dodatečné nabízené:

F03100	5 x 100 ml	reagencie Cholesterol HDL přímý
F03115	5 x 50 ml	reagencie Cholesterol HDL přímý

SLOŽENÍ KALIBRÁTORU

HDL-cholesterol v matrici založené na lidském séru.

Nereaktivní stabilizátory.

Konzervanty.

PŘÍPRAVA KALIBRÁTORU

1. Vialku velmi opatrně otevřete, abyste zabránili ztrátě lyofilizovaného materiálu.
2. Přidejte přesně 3 ml destilované vody (nepřesné rozpuštění kontroly a chyba v technice analýzy mohou zapříčinit nesprávné výsledky).
3. Vialku zavřete a nechte stát 30 minut.
4. Obsah kompletně rozpustíte jemným zakroužením. Vyhněte se tvorbě pěny.
5. Netřeste!

STABILITA A SKALDOVÁNÍ KALIBRÁTORU

Skladování: Při 2-8 °C
Stabilita: do uvedeného data expirace

Stabilita po zarobení:

1 den při 18 – 25 °C

7 dnů při 2-8 °C

30 dnů při – 20 °C

PO POUŽITÍ OKAMŽITĚ UZAVŘETE

NEZAMRAZUJTE!

Produkt nepoužívejte, pokud jsou ve vialce viditelné stopy mikrobiálního růstu.

Nesprávné zacházení nebo skladování kalibrátoru mohou ovlivnit výsledky.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Každá jednotlivá dárcovská jednotka určena pro použití při výrobě DIALAB HDL kalibrátoru byla testována pomocí FDA požadovaných testů na HBsAg, anti-HCV, a anti-HIV 1 a HIV 2. Protože žádná metoda nemůže zaručit, že produkt odvozený z lidské krve neobsahuje virus HIV-1/2, hepatitidy B nebo hepatitidy C, je třeba s tímto materiálem a všemi patientskými vzorky zacházet tak, jakoby byly schopny přenosu infekčních chorob.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Postupujte prosím podle místních právních požadavků.

DATA KALIBRÁTORU SPECIFICKÁ PRO ŠARŽI

	HDL-cholesterol
Hodnota	53.28 mg/dL
Rozsah	49.81-59.85 mg/dL
Šarže	290580
Expirace	2022-09-30

Uvedená hodnota kalibrátoru je odvozena pomocí DIALAB reagencie HDL-cholesterol přímý.

