



LDL Kalibrátor (kalibrátor LDL-cholesterolu)

Lyofilizovaný kalibrátor na lidském základu pro použití v testech pro kvantitativní in vitro stanovení cholesterolu v lipoproteinech s nízkou hustotou (LDL-C) pomocí fotometrických systémů.

REF F03711SV Obsah 1 x 1 mL Samostatná vialka

Pouze pro profesionální in vitro diagnostické použití.

OBECNÉ INFORMACE

Životnost 24 měsíců od data výroby
 Skladování 2 – 8 °C

ÚČEL POUŽITÍ

Lyofilizovaný kalibrátor na lidském základu pro použití v testech pro kvantitativní in vitro stanovení cholesterolu v lipoproteinech s nízkou hustotou (LDL-C) pomocí fotometrických systémů.

SLOŽENÍ REAGENCIE

Sérové lipemické složky, substráty a lipoproteiny v matrici založené na lidském séru.

POTŘEBNÉ, ALE NEDODÁVANÉ MATERIÁLY

- Klinický chemický analyzátor

PŘÍPRAVA REAGENCIE

- Vialku velmi opatrně otevřete, abyste zabránili jakékoli ztrátě lyofilizovaného materiálu.
- Přidejte přesně 1 ml destilované nebo deionizované vody (nepřesné rozpuštění může zapříčinit nesprávné výsledky).
- Vialku opatrně zavřete a nechte produkt stát přibližně 30 minut na místě chráněném před světlem, dokud se lyofilizát úplně nerozpustí.
- Jemně zakružte. Vyhněte se tvorbě pěny. Netřeste!

S produktem je třeba zacházet stejným způsobem jako s patientskými vzorky a použít podle pokynů doprovázejících používaný přístroj nebo reagenční soupravu.

SKALDOVÁNÍ A STABILITA

Skladování: při 2-8 °C
 Stabilita: do uvedeného data expirace, pokud se kalibrátor skladuje neotevřený
 Stabilita po rekonstituci:
 18 – 25 °C 1 den
 2-8 °C 7 dnů
 – 20 °C 30 dnů

Po použití okamžitě uzavřete!

Zamrazujte pouze jednou!

Produkt nepoužívejte, pokud jsou ve vialce viditelné stopy mikrobiálního růstu.

Nesprávné zacházení nebo skladování kalibrátoru mohou ovlivnit výsledky.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Jednotky dárcovské krve použité pro výrobu byly testovány pomocí testovacích kitů s CE označením a byly shledány nereaktivní pro HBsAg, anti-HIV 1/2 a anti-HCV. HIV a HCV byly testovány také pomocí PCR. I přesto nemožno s jistotou pro biologický materiál vyloučit riziko infekce. S kalibrátorem je proto třeba zacházet se stejnou opatrností jako s patientskými vzorky.

POSTUP TESTU

Pro pokyny k použití se obraťte prosím na příbalový leták reagentie.

NÁVAZNOST

Hodnota přiřazená kalibrátoru je návazná k NIST SRM 1951b.

OMEZENÍ

Produkt se nesmí používat po uplynutí data expirace.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Postupujte prosím podle místních právních požadavků.

DATA SPECIFICKÁ PRO ŠARŽI

L0T 292909	2023-12-31
Parametr	Přiřazená hodnota
LDL-cholesterol	100.54 mg/dL



2° C

