

ASO Control

Kapalná kontrola založená na lidské bázi určená pro kontrolu imunoturbidimetrických stanovení ASO

| REF | Cont. |
|--------|---------------------|
| A00812 | 1x 1 mL ASO Control |
| A00813 | 1x 5 mL ASO Control |

SLOŽENÍ

DIALAB ASO Control je založena na lidském séru. Obsahuje vysoké hladiny ASO v fosfátovém pufru.

Azid sodný 0.095 %

PŘÍPRAVA

ASO Kontrola je kapalná a je určena k přímému použití.

STABILITY AND STORAGE

Skladování: při 2 – 8 °C
 Stabilita: Po celou dobu expirace
 Stabilita po otevření: 6 týdnů při 2 – 8 °C
 NEZAMRAZUJTE!

POKYNY PRO POUŽITÍ

- Pro kontrolu dodržujte stejný postup jako pro vzorky.
- Před použitím vytemperujte kontrolu na teplotu 22 – 28 °C.
- Kontrola by neměla být skladována při laboratorní teplotě déle než 6 hodin. Lahvičku vždy dobře uzavřete víčkem, aby se zabránilo mikrobiální kontaminaci. Kalibrátory skladujte při 2-8°C.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

- Kontrola je určena pouze pro "in vitro" použití.
- Každá jednotlivá krev od dárce, která byla použita k výrobě Dialab Auto byla shledána pomocí schválených metod FDA) jako negativní na HbsAg, anti-HIV 1+2 and anti-HCV agens. Vzhledem k tomu, že žádná testovací metoda nemůže plně zaručit, že produkty vyrobené z lidské krve neobsahují přenosné infekční agens, je nutné zacházet s tímto produktem, obdobně jako se vzorky pacientů, jakožto s potenciálním infekčním.
- Reagencie obsahují azid sodný, nepožívejte. Zabraňte kontaktu s kůží a sliznicemi. V přítomnosti těžkých kovů (měď a olovo) vytváří azid sodný výbušné azidy.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Dodržujte platné předpisy pro nakládání s odpady.

HODNOTY PRO AKTUÁLNÍ ŠARŽI

Hodnoty a doba použitelnosti jsou specifické pro každou šarži.

| LOT: C2043 | | EXP: 2017/08 |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|
| Parametr | Hodnota | Rozsah |
| ASO * | 100.0 IU/mL | 85.0 – 115.0 IU/mL |
| ASO ** | 165.0 IU/mL | 140.0 – 188.0 IU/mL |
| * návazné na WHO standardisation | | |
| ** návazné na Siemens standardisation | | |

