

DIACAL AUTO

(cz) český



Obsah

| | |
|----------|----------|
| D98485 | 5 x 3 ml |
| D98485SV | 1 x 3 ml |

Pouze pro profesionální in vitro diagnostické použití.

ÚČEL POUŽITÍ

Lyofilizované kalibrační sérum pro použití v testech pro kvantitativní in vitro stanovení různých analytů v lidských vzorcích pomocí fotometrických systémů.

DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM

Obráťte se prosím na příslušnou sekci používané reagentie.

PRINCIP TESTU

Obráťte se prosím na příslušnou sekci používané reagentie.

SLOŽENÍ REAGENCIE

Diacal AUTO je lyofilizovaný kalibrátor založený na lidském séru s chemickými přísadami a biologickým materiálem specifikovaného původu.

| Analyt | Původ |
|----------------------|----------------------------------|
| Albumin | Hovězí plazma |
| Alkalická fosfatáza | Placenta (Lidská, rekombinantní) |
| ALAT/GPT | Prasečí (srdce) |
| Alfa-amyláza | Prasečí (pankreas) |
| Pankreatická amyláza | Prasečí (pankreas) |
| ASAT/GOT | Lidská rekombinantní |
| Cholesterol | Hovězí plazma |
| Cholinesteráza | Lidské sérum |
| Kreatin kináza (CK) | Králičí sval |
| Gamma-GT | Lidská rekombinantní |
| GLDH | Bakteriální, rekombinantní |
| LDH | Prasečí srdce |
| Lipáza | Pankreas (lidský, rekombinantní) |
| Triglyceridy | Kuřecí vaječný žloutek |

Koncentrace biologického materiálu nepřekračuje maximální hodnotu koncentrace analytu specifického pro danou šarži.

POTŘEBNÉ, ALE NEDODÁVNÉ VYBAVENÍ

- Fotochemický přístroj
- Obecné laboratorní vybavení

PŘÍPRAVA REAGENCIE

- Vialku velmi opatrně otevřete tak, abyste zabránili jakékoli ztrátě lyofilizovaného materiálu.
- Přidejte přesně 3 mL destilované vody (nepřesné rozpuštění kalibrátoru může zapříčinit nesprávnost výsledků).
- Vialku opatrně zavřete a nechte stát 30 minut, občas zamíchejte.
- Obsah kompletně rozpusťte jemným kroužením, zabraňte vzniku pěny. Neřeste!

Přenešte příslušné množství potřebné pro kalibraci do čistého vzorkového kalíšku a zacházejte s ním stejně jako s patientskými vzorky.

Zmrazené alikvoty rozpuštěného kalibrátoru Diacal Auto rozmrazujte chráněné před světlem při pokojové teplotě (18-25 °C) do úplného rozmrazení. Pro úplnou homogenizaci po rozpuštění alikvoty jemně zatočte a okamžitě použijte pro kalibraci.

STABILITA A SKLADOVÁNÍ

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------|----------|
| Skladování: | při 2-8 °C | | |
| Stabilita: | do uvedeného data expirace | | |
| Stabilita po rozpuštění: | -20 °C | +4 °C | +25 °C |
| Bilirubin (ve tmě) | 14 dnů | 8 hodin | 3 hodiny |
| Jiné analyty | 30 dnů | 2 dny | 8 hodin |

Po rozpuštění může být kalibrátor Diacal Auto použit během doby uvedené v tabulce nahoře, pokud je skladován těsně uzavřen při uvedené teplotě a je zabráněno bakteriální kontaminaci.

Kritériem pro uvedenou stabilitu je získání $\pm 5\%$ původní hodnoty.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Každá jednotlivá dárcovská krev použitá pro výrobu Dialab Auto byla zhodnocena jako nereaktivní při testování pomocí FDA schválených metod nebo CE-akceptovaných metod na HBSAg, anti-HIV 1+2 a anti-HCV. Protože neexistuje možnost úplného vyloučení toho, že produkty odvozené z lidské krve přenášejí infekční agens, doporučuje se s kalibrátorem Diacal Auto zacházet se stejnými opatřeními, jaké se používají pro patientské vzorky.
- Diacal Auto obsahuje biologický materiál specifikovaného původu. S kalibrátorem je třeba zacházet jako s potencionálně infekčním a se stejnými opatřeními, jaké se používají pro patientské vzorky.
- Obráťte se prosím na bezpečnostní list a zaveďte nutná opatření pro použití kalibrátorů a kontrol.
- Pouze pro profesionální použití!

ODBĚR A SKLADOVÁNÍ VZORKU

Není použitelné.

POSTUP TESTU

Ohledně pokynů k použití se obraťte prosím na příbalový leták reagentie.

KONTROLA KVALITY A KALIBRACE

Koncentrace analytů kalibrátoru jsou specifické pro šarži a jsou uvedeny v listu hodnot příslušné šarže. Viz prosím přiloženou tabulku hodnotami kalibrátoru specifickými pro šarži. Stanovení byla vykonána podle standardizovaných protokolů s použitím Dialab reagentie a Diacal Auto master kalibrátoru nebo referenčních materiálů.

Ohledně kalibračních postupů specifických pro analyzátor se obraťte prosím na uživatelský manuál přístroje.

Hodnoty kontroly kvality by měly spadat do očekávaných rozmezí.

CHARAKTERISTIKY ČINNOSTI

Obráťte se prosím na příslušnou sekci používané reagentie.

NÁVAZNOST

Přiložený list hodnot obsahuje informace o návaznosti.

NÁVAZNOST

Přiložený list hodnot obsahuje informace o návaznosti.

OČEKÁVANÉ HODNOTY

Obráťte se prosím na příslušnou sekci používané reagentie.

OMEZENÍ

Není použitelné.

LIKVIDACE ODPADU

Postupujte prosím podle místních právních požadavků.

LITERATURA

- State Dati F. Reference materials and guidelines for standardization of methods in laboratory medicine. In: Thomas L, editor, Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1404-26.
- Moss DW, Henderson AR. Enzymes. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 1994 p. 735-896.
- Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CCD] 93-8395)

