

Název produktu: IM
Verze: 04
Datum: 21. Únor 2023

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku:

IM latexová reagentie
REF č.: 495038

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Obecné určené použití:

In-vitro diagnostické použití

Nedoporučená použití

Žádné další informace nejsou k dispozici

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Dialab Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.
Hondastrasse, Objekt M55, IZ-NOE Sued, 2351 Wr Neudorf, Rakousko

Telefon/ E-mail: +43 2236 660 910 0/ office@dialab.at

Zodpovědná osoba:

safety@dialab.at

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

+43 1 406 43 43 (Gesundheit Österreich GmbH, 24 h)

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi:

Nařízení (ES) 1272/2008 (CLP):

Neklasifikováno

2.2 Prvky označení:

Nařízení (ES) 1272/2008 (CLP):

Žádné značení není použitelné

Piktogram(y) a signální slova:

Není použitelné

Ohrožení-určující složky označení:

Není použitelné

Rizikové věty:

Není použitelné

Bezpečnostní věty:

Není použitelné

2.3 Další nebezpečnost

Obsahuje materiál zvířecího původu. Žádná známá metoda nemůže garantovat, že produkty odvozené z lidských nebo zvířecích zdrojů nebudou přenášet infekční agens. S produktem a materiály analýzy se doporučuje zacházet jako s potenciálně biologicky nebezpečnými.

Oddíl 3: Složení/Informace o složkách

3.1 Látky

Tento produkt je směsí.

3.2 Směsi

Složení/informace o složkách

Název produktu: IM
Verze: 04
Datum: 21. Únor 2023

Tato směs neobsahuje žádné látky, které by bylo potřebné zmínit podle kritérií sekce 3.2 REACH přílohy II.

Poznámky: Obsahuje Proclin 950 0.1%

Znění uvedených varování je možné nalézt v sekci 16.

Látky, které jsou na „Kandidátním seznamu látek s velkou obavou (SVHC)“ pro schválení Evropskou chemickou agenturou (ECHA) nejsou uvedeny jako součást produktu. Proto není očekávané, aby byly tyto látky obsaženy v produktu v množstvích > 0.1 %.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Obecné poznámky:

Nikdy nepodávejte osobě v bezvědomí nic přes ústa. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc (když je to možné, ukažte označení chemikálie)

Po vdechnutí:

Zabezpečte přísun čerstvého vzduchu. Nechte postiženého odpočinout.

Po styku s pokožkou:

Odstaňte zasažený oděv a umyjte všechny zasažené oblasti pokožky mírným mýdlem a vodou, následně vypláchněte teplou vodou.

Po styku s očima:

Okamžitě vyplachujte dostatkem vody. Pokud přetrvává bolest, mrkání nebo začervenání, vyhledejte lékařskou pomoc.

Po požití:

Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte pohotovostní lékařskou pomoc.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Neočekává se, že produkt představuje výrazné riziko za předpokládaných podmínek normálního použití.

4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Nejsou k dispozici žádné další informace.

Oddíl 5: Opatření pro hašení požárů

5.1 Hasiva

Vhodné hasicí prostředky:

Pěna, suchý prášek, oxid uhličitý, vodný sprej, písek.

Nevhodné hasicí prostředky:

Nepoužívejte silný proud vody

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nejsou k dispozici žádné další informace.

5.3 Pokyny pro hasiče

Pokyny pro hašení: Pro ochlazení požáru vystavených nádob použijte vodný sprej nebo vodnou mlhu. Při hašení jakéhokoli chemického požáru postupujte s opatrností. Zabraňte průniku hasicí vody do prostředí

Ochrana během hašení: Do prostoru zachváceného požárem nevstupujte bez vhodného ochranného vybavení, včetně ochrany dýchání.

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Pro personál nezasahující v průběhu nehody:

Evakuujte nevyhnutný personál.

Pro personál zasahující v průběhu nehody:

Název produktu: IM
Verze: 04
Datum: 21. Únor 2023

Ochranné vybavení: Vybavte uklízející personál vhodnými ochrannými pomůckami.
Nouzové postupy: Prostor vyvětrejte.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte průniku do kanalizace a veřejných vod. Uvědomte úřady, pokud kapalina pronikla do kanalizace a veřejných vod.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Metody čištění: Nasajte vylitou kapalinu co nejdříve inertní pevnou látkou jako jílem nebo infuzoriíová hlinka. Materiál sesbírejte. Skladujte mimo jiných materiálů.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz sekci 8. Kontroly expozice a osobní ochrana

Oddíl 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Před jídlem, pitím nebo kouřením a před odchodem z práce si umyjte ruce a jiné odkryté oblasti kůže jemným mýdlem a vodou. V pracovním prostoru zabezpečte správnou ventilaci, aby se zamezilo vzniku páry.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Podmínky skladování: Skladujte pouze v původních nádobách na chladném a dobře větraném místě, mimo: zdrojů tepla. Nádoby držte uzavřené, pokud se nepoužívají.
Nekompatibilní produkty: Silné zásady, silné kyseliny.
Nekompatibilní materiály: Zdroje vznícení, přímé slunečné světlo.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Nejsou k dispozici žádné další informace

Oddíl 8: Kontrola expozice/Osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Azid sodný (26628-22-8)		
EU	Místní název	Azid sodný
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	0.1 mg/m ³
EU	IOELV STEL (mg/m ³)	0.3 mg/m ³
EU	Poznámky	Pokožka

8.2 Omezování expozice

Vhodné inženýrské kontroly

Není použitelné

Opatření osobní ochrany, jako osobní ochranné vybavení

Vyhnete se všem nevyhnutným expozicím. Noste ochranné rukavice. Chemické nebo bezpečnostní brýle. Noste vhodnou roušku. Během používání nejezte, nepijte ani nekuřte.

Environmentální kontroly expozice

Není použitelné

Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:

Parametr	Hodnota/testovací metoda/poznámky
Fyzikální stav	Kapalina
Barva	Bílá
Zápach	Bez zápachu
Bod tání / bod tuhnutí	Údaje nejsou k dispozici
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozsah varu	Údaje nejsou k dispozici
Hořlavost	Není hořlavý
Spodní a horní limit výbušnosti	Údaje nejsou k dispozici
Bod vzplanutí	Údaje nejsou k dispozici

Název produktu: IM
Verze: 04
Datum: 21. Únor 2023

Teplota samovznícení	Údaje nejsou k dispozici
Teplota rozkladu	Údaje nejsou k dispozici
pH	Údaje nejsou k dispozici
Kinetická viskozita	Údaje nejsou k dispozici
Rozpustnost ve vodě / v jiných rozpouštědlech	Údaje nejsou k dispozici
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log hodnota)	Údaje nejsou k dispozici
Tlak pár	Údaje nejsou k dispozici
Hustota a/nebo relativní hustota	Údaje nejsou k dispozici
Relativní hustota pár	Údaje nejsou k dispozici
Charakteristiky částic	Údaje nejsou k dispozici

9.2 Další informace

Údaje vzhledem k třídám fyzikálního ohrožení:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Jiné bezpečnostní charakteristiky:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Oddíl 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nejsou k dispozici žádné další informace

10.2 Chemická stabilita

Nestanovena.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nestanovena.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Přímé slunečné světlo. Extrémně vysoké nebo nízké teploty.

10.5 Neslučitelné materiály

Nejsou známy při správném použití.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu.

Oddíl 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Shrnutí informací odvozených z vykonaného testu:

Neklasifikováno

Relevantní toxikologické vlastnosti:

Neklasifikovány

Informace o pravděpodobných cestách expozice:

Neklasifikovány

Symptomy související s fyzikálními, chemickými a toxikologickými charakteristikami:

Není použitelné

Opožděné a okamžité účinky jako i chronické účinky z krátkodobé a dlouhodobé expozice:

Není použitelné

Interaktivní účinky:

Není použitelné

Neexistence specifických údajů:

Název produktu: IM
Verze: 04
Datum: 21. Únor 2023

Není použitelné

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Není použitelné

Oddíl 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita:

Nebyla klasifikována

12.2 Persistence a rozložitelnost:

Nebyla stanovena

12.3 Bioakumulační potenciál:

Nebyl stanoven

12.4 Mobilita v půdě:

Nejsou k dispozici žádné další informace.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Nejsou k dispozici žádné další informace.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Nejsou k dispozici žádné další informace.

12.7 Jiné nepříznivé účinky:

Zabraňte uvolnění do prostředí

Oddíl 13: Pokyny pro likvidaci

13.1 Metody nakládání s odpady

Informace týkající se likvidace produktu:

Likvidujte bezpečným způsobem podle místních/národních nařízení.

Informace týkající se likvidace obalu:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Je třeba specifikovat fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit možnosti zacházení s odpadem:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Likvidace kanalizací:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Zvláštní opatření pro jakékoli doporučené zacházení s odpadem:

Ekologie – odpadní materiály: Zabraňte uvolnění do prostředí.

Oddíl 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo nebo ID číslo

Není použitelné

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Není použitelné

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Není použitelné

Název produktu: IM
Verze: 04
Datum: 21. Únor 2023

14.4 Obalová skupina

Není použitelné

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Nebezpečný pro prostředí: Ne

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Není použitelné

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Není použitelné

Oddíl 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí /specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:

Nařízení EU:

Neobsahuje látky REACH s omezeními podle přílohy XVII.
Neobsahuje látky na REACH kandidátní listině.
Neobsahuje látky REACH přílohy XIV

Národní nařízení:

Nejsou k dispozici žádné další informace

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:

Nebylo provedeno hodnocení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

Důvod změny:

Obecná revize kvůli novému rozvržení.

Rizikové věty zmíněné v sekcích 2 a 3: není použitelné

Nařízení (ES) 1272/2008:

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A ŘADY z 16. prosince 2008 o klasifikaci, označení a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Dialab GmbH poskytuje údaje v tomto bezpečnostním listu v dobré víře, prohlašujíc že jsou aktuální k datu revize. Nicméně tento dokument je určen jako pomůcka pro profesionální použití podle určeného účelu použití produktu. Nepředstavuje záruku vlastností produktu popsanych v podmínkách nařízení zákonní záruky.