

D-DIMER BUFFER

Katalogové číslo
T9515712

5 x 8 ml

Shrnutí

D-Dimer pufr určen pro ředění při stanovení kontrolních a referenčních materiálů při stanovení D-Dimeru. Při stanovení dodržujte předepsaný pracovní postup.


Činidlo

Fyziologický roztok 5 x 8 ml
Konzervační činidlo – azid sodný 0,02 %
pH 7,2 – 7,4

Příprava a stabilita činidla

Pufr je připraven k přímému použití. Chraňte před světlem, po použití dobře uzavřete. Skladujte při 2-8°C.

Bečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání.
Určeno pro "in vitro" diagnostické použití.



DIALAB Produktion und Vertrieb von chemisch – technischen
Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.
A – 2351 Wiener Neudorf, Austria
IZ-NÖ Süd, Hondastrasse, Objekt M55
Phone: ++43 (0) 2236 660910-0
Fax: ++43 (0) 2236 660910-30 e-mail: office@dialab.at