

Imidazole buffer

Katalogové číslo
T955504

2 x 125 ml

Shrnutí

Imidazolový pufr určen pro ředění plazmy při stanovení fibrinogenu a koagulačních faktorů. Připravené vzorky lze použít na všech manuálních, mechanických nebo foto-optických zařízeních pro detekci koagulace. Při stanovení dodržujte předepsaný pracovní postup.

Činidlo


Imidazolový pufr
pH 7,3 – 7,4

2 x 125 ml

Příprava a stabilita činidla

Pufr je připraven k přímému použití. Skladujte při 2-8°C.

Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání.
Určeno pro "in vitro" diagnostické použití.



DIALAB Produktion und Vertrieb von chemisch – technischen
Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.
A – 2351 Wiener Neudorf, Austria
IZ-NÖ Süd, Hondastrasse, Objekt M55
Phone: ++43 (0) 2236 660910-0
Fax: ++43 (0) 2236 660910-30 e-mail: office@dialab.at