

Your **Power** for Health


greiner bio-one



VACUETTE®

Jehla VISIO PLUS

Přinášíme lepší pohled
na odběr krve

www.gbo.com

VACUETTE® Jehla VISIO PLUS

Jehla VISIO PLUS s optickou kontrolou venepunkce může významně přispět ke zjednodušení rutinního odběru krve.

Jehla má průsvitný plastový náboj, který slouží jako průzor – zobrazovací okénko.

Pokud je venepunkce úspěšná, zobrazovací okénko se po průtoku krve jehlou zbarví červeně.

Jehla VACUETTE® VISIO PLUS zaručuje bezpečný odběr krve pro pacienta a zároveň zajišťuje nejlepší možné pohodlí pro odběrový personál.

Optická kontrola venepunkce pomocí zobrazovacího okénka výrazně usnadňuje nalezení vnitřní části žíly.

S VACUETTE® VISIO PLUS se lze vyhnout změně polohy jehly v žíle (u běžných jehel), což může pacientovi způsobit nepohodlí nebo poranění žíly a následný hematom.

Zdokonalená technologie broušení zajišťuje ostrý hrot jehly a optimální průnik do tkáně.

Pro odlišení od standardních jehel VACUETTE® mají jehly pro odběr krve VACUETTE® VISIO PLUS průhledné krytky.

VACUETTE® VISIO PLUS - inovace společnosti Greiner Bio-One.

Zdokonalená technologie broušení zajišťuje ostrý hrot jehly a optimální průnik do tkáně

Zobrazovací okénko se po úspěšné venepunkci a průtoku krve jehlou zbarví **červeně**

Položka č.	Popis	Velikost	Balení Box / karton
450040	Jehla VACUETTE® VISIO PLUS zelená, sterilní, bez latexu	21G x 1 ½" / 0,8 x 38 mm	100 ks / 2000 ks
450041	Jehla VACUETTE® VISIO PLUS černá, sterilní, bez latexu	22G x 1 ½" / 0,7 x 38 mm	100 ks / 2000 ks
450042	Jehla VACUETTE® VISIO PLUS zelená, sterilní, bez latexu	21G x 1" / 0,8 x 25 mm	100 ks / 2000 ks
450043	Jehla VACUETTE® VISIO PLUS černá, sterilní, bez latexu	22G x 1" / 0,7 x 25 mm	100 ks / 2000 ks
450239	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS sterilní, balené po jednom kuse <small>Kombinovaný výrobek - bezpečnostní držák s jehlou VACUETTE® VISIO PLUS v jednom</small>	21G x 1 ½" / 0,8 x 38 mm	30 ks / 300 ks
450228	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS sterilní, balené po jednom kuse <small>Kombinovaný výrobek - bezpečnostní držák s jehlou VACUETTE® VISIO PLUS v jednom</small>	22G x 1 ½" / 0,7 x 38 mm	30 ks / 300 ks
450235	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS sterilní, balené po jednom kuse <small>Kombinovaný výrobek - bezpečnostní držák s jehlou VACUETTE® VISIO PLUS v jednom</small>	21G x 1" / 0,8 x 25 mm	30 ks / 300 ks
450226	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS sterilní, balené po jednom kuse <small>Kombinovaný výrobek - bezpečnostní držák s jehlou VACUETTE® VISIO PLUS v jednom</small>	22G x 1" / 0,7 x 25 mm	30 ks / 300 ks

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS

Jednoduše praktické

Bezpečnostní držák na zkumavky VACUETTE® QUICKSHIELD je vhodný zejména pro rutinní odběry krve. Tento produkt může uživateli poskytnout nejjednodušší manipulaci a spolehlivou ochranu proti infekcím beze změny obvyklých technik odběru

Kombinovaný výrobek, jehla VACUETTE® VISIO PLUS s bezpečnostním držákem zkumavek VACUETTE® QUICKSHIELD v jednom, má následující výhody:

- Držák se dodává s předpřipojenou jehlou, sterilní a jednorázově balený.
- Rotační štít jehly: Změňte polohu štítu tak, aby byla co nejhodnější při odběru krve.
- Zobrazovací okénko pro optickou kontrolu venepunkce.
- Není nutné nasazovat jehlu.
- Praktické řešení připravené k použití, které šetří čas.
- Manipulace je optimalizována.

Bezpečná likvidace díky chráněné jehle.

Výhradní distributor:

Dialab spol. s r.o.

Náměstí Osvoboditelů 1/11
153 00 Praha 5 – Radotín

www.dialab.cz

E-mail: office@dialab.cz

straka@dialab.cz

mobil: +420 720 964 831